

Struktura menu

Zestawiono poniżej zawartość menu. Poszczególne pozycje opisano szczegółowo w rozdziale 7.

Stosowane oznaczenia:

Tryb dostępności funkcji menu:

< - poza sesją,

≈ - podczas sesji,

; - podczas pauzy.

Jeśli nie występuje żadna z powyższych ikon, funkcja jest dostępna w każdym trybie.

Kontekst, w którym obowiązuje wartość parametru:

☺ - dla danego użytkownika,

• - dla danego protokołu.

Jeśli nie występuje żadna z tych ikon, parametr obowiązuje niezależnie od kontekstu (jest taki sam dla wszystkich użytkowników i protokołów).

Pozostałe:

! - komenda,

ü - wartość domyślna parametru.

Jeśli nie oznaczono jej dla danego parametru, zależy ona od kontekstu.


Start! <

Stop! ≈ ;


Pauza! ≈

Wznów! ;

Sesja



Dźwięk



System

